

# Strumenti Dinamometrici **RESISTA**



## **CHIRURGICO**

Codice : W2-CRD2

### Caratteristiche

- Range 10 - 70 Ncm
- Testa attacco dedicato anti - sgancio
- Completamente smontabile per una perfetta manutenzione
- Possibilità diversi adattatori

## **PROTESICO**

Codice : W2-CRDP

### Caratteristiche

- Range 10 - 35 Ncm
- Testa attacco Straumann®
- Completamente smontabile per una perfetta manutenzione
- Possibilità diversi adattatori

# Strumenti Dinamometrici RESISTA

PROTESICO

Se si chiude tutto  
diventa fisso



Pin di sgancio

## PROTESICO

Codice : W2-CRDP


Listino € 185,00

### Caratteristiche

- Range 10 - 35 Ncm
- Testa attacco Straumann®
- Completamente smontabile per una perfetta manutenzione
- Possibilità diversi adattatori

# Strumenti Dinamometrici RESISTA

CHIRURGICO



Pin di sgancio

Se si chiude tutto  
diventa fisso

Ghiera esagonale  
RESISTA

## CHIRURGICO

Codice : W2-CRD2

Listino : € 209,00

### Caratteristiche



- Range 10 - 70 Ncm
- Testa attacco dedicato "anti-sgancio"
- Completamente smontabile per una perfetta manutenzione
- Possibilità diversi adattatori




Pin di sgancio

# Strumenti Dinamometrici **RESISTA**



 Avvitare : Aumenta il torque  
 Svitare : Diminuisce il torque

Prendere un panno e spruzzarci sopra **POCHISSIMO** lubrificante per contrangoli e passarlo sul filetto



**Rimuovere residui di sporco organico**

