


# Kit Protesico **REPLICA**



- BOX AUTOCLAVABILE IN RADEL
- DRIVERS IN ACCIAIO VARIE MISURE
- CRICCHETTO DINAMOMETRICO PROTESICO

# Kit Protesico **REPLICA**



DRIVERS IN ACCIAIO

BOX IN RADEL  
AUTOCLAVABILE

CRICCHETTO DINAMOMETRICO  
PROTESICO

# Layout Kit Proteseico **REPLICA**

## DRIVERS



**Hex 1.20** – codice : W2-DMRP 120S  
3I Certain – 3I Es. Esterno Ø4.1 – Megagen Anyridge



**Hex 1.25** – codice : W2-DMRP 125S  
Sweden&Martina Premium – Phibo TSH – Zimmer Esag. Interno




**Hex 1.30** – codice : W2-DMRP 130S  
Astra Osseospeed TX



**Torx T5** – codice : W2-DMRP T5S  
Nobel Biocare UNIGRIP



**Torx T6** – codice : W2-DMRP T6S  
Straumann SCS



# Layout Kit Protесico **REPLICA**

## DRIVERS



**Hex 1.20** – codice : W 2-DMRP 120 S  
3I Certain – 3I Es. Esterno Ø4.1 – Megagen Anyridge



**Hex 1.25** – codice : W 2-DMRP 125 S  
Sweden&Martina Premium – Phibo TSH – Zimmer Es. Interno



**Hex 1.30** – codice : W 2-DMRP 130 S  
Astra Osseospeed TX



**Torx T5** – codice : W 2-DMRP T5 S  
Nobel Biocare UNIGRIP



**Torx T6** – codice : W 2-DMRP T6 S  
Straumann SCS

TESTA ROTANTE  
E FORO PER FILO DI  
SICUREZZA



MARCATURA LASER  
DIMENSIONE

# Kit protesico **REPLICA**

## KIT Drivers

Codice : W2-KITRPS01

- N° 1 Box Autoclavabile
- N° 5 Drivers corti  
(Hex 1.20 / 1.25 / 1.30 / T5 / T6)



## KIT Drivers + Dinamometrico

Codice : W2-KITRPS02

- N° 1 Box Autoclavabile
- N° 5 Drivers corti  
(Hex 1.20 / 1.25 / 1.30 / T5 / T6)
- N° 1 Dinamometrico 10-35 Ncm